


# OT-F<sup>3</sup>-OP-Tray


## Vereinfachtes Bohrkonzzept



Vor Kopf schneidende, formkongruente Bohrer – wahlweise mit oder ohne Bohrstop anwendbar



Kombinierbar mit konvexen Osteotomaufsätzen für spongiösen Knochen und schneidenden Osteotomaufsätzen für internen Sinuslift



Effektives & selbsterklärendes chirurgisches Protokoll, intuitives Handling, kompakte und übersichtliche Chirurgiekassette



# OT-F<sup>3</sup> Surgical Tray (OP-Tray)



## Intuitives Handling durch neues OP-Tray-Design

Das neu konzipierte und gestalterisch komplett überarbeitete OT-F<sup>3</sup> OP-Tray enthält alle Komponenten für die Implantatbettpräparation: schneidende Bohrer, komprimierende Osteotome sowie alle benötigten Hilfswerkzeuge für die Insertion von OT-F<sup>3</sup> Implantaten. Apikal konkave, schneidende Osteotome für den internen Sinuslift können ergänzt werden.

Die selbsterklärende Grafik veranschaulicht den OP-Ablauf und erleichtert die Zuordnung der Instrumente nach Gebrauch und Reinigung. Die logische Instrumentenanordnung in dem kompakten Tray erlaubt ein intuitives Handling und bietet Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Behandler und Team.

### Eigenschaften in der Übersicht:

- OT-F<sup>3</sup> Bohrer der neuen Generation
- Komprimierende Osteotome
- Optional erweiterbar mit Ergänzungsset „Sinuslift“ (schneidende Osteotome, 3mm-Sinuslift-Bohrer für internen Sinuslift)
- Möglichkeit zur Erweiterung mit Ergänzungsset „Guided Surgery Extensions“ (Markteinführung in Planung)
- Effektives & selbsterklärendes chirurgisches Protokoll, intuitives Handling
- Einfache Zuordnung der Komponenten nach Gebrauch und Reinigung



### Beschreibung

### Art-Nr.

**OT-F<sup>3</sup> Surgical Tray (OP-Tray), bestückt**

03-8009002110

Optional:

**Ergänzungsset „Sinuslift“**

03-8009002510

Optional:

**Ergänzungsset „Guided Surgery Extensions“**

Markteinführung  
in Planung